



T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü



**Teklifin Konusu: Mal Alımı (2024 /M-100)**

Halk Sağlığı Referans Laboratuvarları Dairesi Başkanlığının talebi doğrultusunda aşağıdaki tabloda belirtilen malzemenin alımı Doğrudan Temin Usulü ile alım yapılacaktır. Teklif edilen bedeller komisyonumuzca değerlendirilerek alım yapılacağından alıma esas son teklifinizi en geç 30/09/2024 tarihi 16:00 kadar Genel Müdürlüğümüze göndermenizi rica ederiz.

Tel : 0312 565 51 10E-mail: [hsgm.dogrudentem@saqlik.gov.tr](mailto:hsgm.dogrudentem@saqlik.gov.tr)

Adres : Sağlık Mah. Adnan Saygun Cad. No: 55 A Blok Oda No:117 Sıhhiye / ANKARA

**Dikkat Edilecek Hususlar:**

- 1-Teklifinizi KDV hariç birim fiyat ve toplam tutar olarak TL bazında marka ve garanti süresini belirterek kaşeli, imzalı olarak veriniz..
- 2- Teklifinizin geçerlilik süresini belirtiniz.
- 3-Alımlarda İdare isterse sözleşme düzenlenecek olup %6 teminat alınacaktır. (Sözleşme pul bedeli binde 9.48 yükleniciye aittir.)
- 4- Teklif verildiğinde Şartnamenin tüm maddeleri kabul edilmiştir.
- 5- İdare; Aşırı düşük teklif veren istekliden malı alıp almamakta serbesttir.
- 6-Teklif edilen mal/malzemelere ait ulaşım, kargo, sigorta, noter bedelleri yükleniciye aittir.

Sıra	Malzemenin Cinsi	Miktarı	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	Teledyne Tekmar /Atomx cihazının DC output control kartı (14-8781-390)	1 Adet		

Yukarıda belirtilen ..... Kalem malzemeyi KDV hariç ..... TL' den (Yalnız ..... ) bedel ile İdari ve Teknik şartnameye uygun olarak vermeyi / yapmayı kabul ve taahhüt ediyorum.

FİRMA- KAŞE- İMZA



BİRİM/BÖLÜM İMİDB/Yapı ve Teknik İşler Birimi/Biyomedikal Cihazlar Bakım-Onarım Lab.

Talep Bilgileri		Cihaz Bilgileri	
Konu	Cihaz Onarım	Cinsi	Purge And Trap
Birim	HSRLDB	Marka-Model	Teledyne Tekmar/Atomix
Laboratuvar	Kimyasal Su Analizleri	Seri No	US13302007
Talep Tarih/Sayı	14.08.2024/251267870	Rapor Tarihi	26.08.2024

### Yapılan İşlemler ve Sonuç

Halk Sağlığı Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı, Kimyasal Su Analizleri Laboratuvarınca Agilent marka GC/MS cihazına bağlı olarak kullanılan Tekmar marka Purge and Trap cihazının Led ışığının yanmadığı ve IS sinyallerinin düşük olmasından dolayı çalışmadığı bildirilmiştir.

Cihazda yıllık bakım anlaşmalı yetkili teknik servis elemanının yaptığı arıza tespitinde, valfleri kumanda eden DC Output kartının arızalı olduğu ve yenisi ile değiştirilmesi gerektiğini bildirmiştir.

Parça mevcutlarımızda olmadığından dış piyasadan satın alınarak ilgili firmaca cihaza monte edilmesi gerekmektedir.

### Teknik Şartlar

- Yedek parçaların montajını, ilgili firma teknik personeli birim cihaz sorumlusu ve kullanıcı gözetiminde yapacaktır.
- Yenisi ile değiştirilen arızalı parçalar, *Biyomedikal Cihazlar Bakım Onarım Laboratuvarına teslim edilecektir.*
- Cihaz, tüm fonksiyonları çalışır durumda ve eksiksiz teslim edilecektir.
- Cihazda yapılan onarım ile değiştirilen her türlü yedek parça, imalat ve montaj hatalarına karşı en az 1 (Bir) yıl garantili olacaktır.
- 

### Kullanılan/Kullanılacak veya Satın Alınacak Malzemeler

S.No	Parça Adı	Parça No	Miktar	Temin Şekli
1	DC Output Control Kartı	14-8781-390	1 Adet	Dış Piyasa Alım

Biyomedikal Cihazlar Bakım-Onarım Lab.  
Adı – Soyadı – Tarih - İmza

Hulusi KÖŞKER  
Elk. Tıp. Cih. Teknikeri  
Lab. Sorumlusu

Yapı ve Teknik İşler Birimi Sorumlusu  
Adı – Soyadı – Tarih - İmza

Orhan BAKMAZ  
İnşaat Mühendisi  
Birim Sorumlusu